

ZQWY-200ES 卧式全温振荡培养箱



三维一体



静音风扇



超温报警



断电恢复



人性化设计



紫外线灭菌

性能概述

- ◆ LCD 大屏幕背光液晶显示, 参数设定、观察清晰直观; 操作界面加密锁定功能, 杜绝重复操作和人为误操作
- ◆ 三维一体的偏三轮驱动, 运转平滑、稳定、耐久、可靠
- ◆ 静音风扇设计和强制对流方式, 确保了良好的恒温效果
- ◆ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- ◆ 具有断电恢复功能, 避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- ◆ 流线型外观, 美观大方; 内衬采用圆弧角(R角)镜面不锈钢设计, 便于清洁, 不容易滋生细菌、防腐蚀; 外壳采用静电喷塑
- ◆ 中空钢化玻璃门, 方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- ◆ 精选进口优质压缩机、无氟环保制冷剂, 噪音低、制冷效果好, 确保设备在低温状态下长时间稳定运行
- ◆ 配备过滤器磁环, 减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- ◆ 人性化设计的开门即停功能, 使用更加安全便捷
- ◆ 具有紫外线灭菌功能

独特性能

- ◆ 配备高质伺服电机, 控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- ◆ 独特定时除霜功能, 1~89 分钟可自由设定, 除霜间隔 30~600 分钟可调, 能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
- ◆ 配备调节支撑脚, 同时配备滚轮, 方便移动、搬运机器
- ◆ 专业设计的侧面透气孔, 满足样品对氧气的需求
- ◆ 夹具为一次成型塑胶夹具, 方便单手取放样品瓶
- ◆ 产品可升级为
 - A. LCD 触摸屏, 设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示, 不用相互切换界面, 观察更直观
 - B. 操作界面解密锁定功能, 杜绝重读操作和人为误操作
 - C. 触摸屏可自由设定摇板正转或反转、强制对流的风扇常开、自动

技术指标

品名	卧式全温振荡培养箱		
型号	ZQWY-200ES	最大容量(不锈钢夹具)	250ml×60 或 500ml×40 或 1000ml×24 或 2000ml×15 或 3000ml×11 或 5000ml×8
空载振荡频率	10-300rpm	最大容量(塑胶夹具)	250ml×60 或 500ml×40 或 1000ml×23 或 2000ml×15 或 3000ml×11
振荡频率精度	±1rpm	定时范围	0-999.9 小时
摇板振幅	Φ26mm(标配)、Φ50mm(选配)	摇板尺寸(长×宽)	905mm×530mm
温控范围	4~60°C(在室温 23°C~25°C)	标准配置	万能夹具(固定夹具可选)
温度调节精度	±0.1°C	电源	AC220±10%、50~60Hz
温度均匀度	±1°C(at 37°C)	外型尺寸(长×宽×高)	1340mm×780mm×840mm
显示方式	LCD(液晶显示屏)	重量(约)	232kg
对流方式	强制对流	噪音	低于 55dB
控制方式	P.I.D 微电脑智能控制	夹具板到顶部距离	493mm